

● ● ● | Manutenção

Limpar bucal com pano **seco**, semanalmente.

Nunca utilizar água ou outro líquido.

● ● ● | Não esquecer

Estar atento ao nº de doses disponíveis.

Manter o inalador à temperatura ambiente em locais **sem humidade**.

Fazer a expiração completa antes de utilizar o inalador, sempre para longe do inalador.

Inspirar **rápida** e **profundamente** pela boca.

Fazer sempre apneia (suster a respiração) de **10 segundos** no final.

Nunca limpar com água ou outros líquidos!



Genuair

Dispositivos inalatórios

● ● ● | Genuair



Informações úteis

Folheto realizado por:

Maria Sampaio¹
Médica

Interna de Medicina Geral e Familiar
ACeS Porto Ocidental

¹ USF Garcia de Orta


Novembro 2017

● ● ● | Genuair

O **Genuair** é um dispositivo que permite administrar fármacos diretamente nas vias aéreas.

A via inalatória é a preferida para o tratamento de algumas doenças respiratórias, pois implica:

- Menor quantidade de fármaco;
- Maior rapidez de ação;
- Menos efeitos secundários.




A eficácia do tratamento depende da correta utilização do dispositivo.

É importante:

- Ler atentamente as instruções de utilização;
- Esclarecer todas as dúvidas com o seu médico / enfermeiro de família;
- Levar **sempre** o seu dispositivo inalatório quando for às consultas.

● ● ● | Modo de utilização

1. Retirar a tampa.



1

2. Manter o inalador sempre na horizontal.



2

3. Carregar no botão superior e largar - ouvir o *clique* - mostrador passa de vermelho a verde.



3

4. Fazer uma expiração forçada para longe do inalador.



3

5. Selar os lábios à volta do bucal.



3

6. Inspirar rápida e profundamente - ouvir o *clique* - mostrador passa de verde a vermelho.



4

7. Retirar o inalador da boca e suste a respiração durante 10 segundos.



5

8. Expirar lentamente para longe do inalador.



6

9. Recolocar a tampa.



10