

## ● ● ● | Manutenção

Limpar o bocal com um pano seco, semanalmente.

**Nunca utilizar água** ou outro líquido.

## ● ● ● | Não esquecer

Estar atento ao nº de doses disponíveis.

Manter o inalador à temperatura ambiente.

Fazer sempre expiração completa antes de utilizar o inalador.

Inspirar rápida e profundamente pela boca.

Não expirar para dentro do inalador.

Fazer sempre apneia de 10 segundos, no final.

Evitar contacto com a humidade!

Nunca limpar com água ou outros líquidos!



**Novolizer**

Dispositivos inalatórios

## ● ● ● | Novolizer



### Folheto realizado por:

Ana Belo<sup>1</sup>, Ana Sofia Barbosa<sup>1</sup>  
Cristina Barbosa<sup>2</sup>, Helena Cabral<sup>2</sup>

Médicas Internas de Medicina Geral e Familiar  
ACeS Porto Ocidental

<sup>1</sup> USF Serpa Pinto; <sup>2</sup> USF Garcia de Orta

Abril 2012


**Informações úteis**

# ● ● ● | Novolizer

O **Novolizer** é um dispositivo que permite administrar fármacos diretamente nas vias aéreas.

A via inalatória é a preferida para o tratamento de algumas doenças respiratórias, pois implica:

- Menor quantidade de fármaco;
- Maior rapidez de ação;
- Menos efeitos secundários.



A eficácia do tratamento depende da correta utilização do dispositivo.

É importante:

- Ler atentamente as instruções de utilização;
- Esclarecer todas as dúvidas com o seu médico / enfermeiro de família;
- Levar o seu dispositivo inalatório quando for às consultas.

# ● ● ● | Modo de utilização

1. Retirar a tampa do dispositivo.
2. Premir o botão colorido → o sinal fica verde - dispositivo está pronto!
3. Expirar forçadamente, longe do inalador.
4. Colocar bocal entre os lábios com o inalador na horizontal.
5. Inspirar rápida e profundamente. Não é de esperar sentir o medicamento.
6. O sinal fica vermelho e ouve-se "click" - a inalação foi bem feita!
7. Retirar da boca, mantendo apneia (não respirar) durante 10 segundos.
8. Expirar lentamente.
9. Fechar o dispositivo.

